

Thermomac

Kurutma Fırını

FDO SERİSİ

Bu yeni cihaz, okul laboratuvarı, endüstriyel ve madencilik, gıda işleme, biyokimya, tarım ve ilaç endüstrisinde mevcut örnekleri kurutma, pişirme, katılaştırma ve termal işlemler için yaygın şekilde kullanılmaktadır.

Özellikleri:



- Yeni dikey tip, soğuk haddeleme ve çelik elektrostatik dış püskürtme özellikleri
- Alt hava fanı ve ısıtıcıyı iyi koordine eden ve dikey çift hava geçişli dolaşımı benimseyerek yüksek sıcaklık eşitliği sağlayan yeni tasarımı keşfedin. Sıcaklık ayarlanan değere ulaştığında, tozun veya diğer küçük numunelerin iç hazneyi hareket ettirmesini önlemek için fanı kapatabilme özelliği
- Paslanmaz çelik iç hazne ve köşelerdeki yarı dairesel yaylar temizlik için kolaylık sağlar. Raflar arasındaki boşluk ayarlanabilir. İki taraflı ısıtma hava geçişi ve alttaki ısıtma kapağı hızlı bir şekilde monte edilebilir ve sökülebilir.
- Sabit sıcaklık çalışması, yüksek sıcaklık alarmı, otomatik durma, ikili ekran, hassas sıcaklık kontrolü, çalışma zamanlaması (0-9999min) ve okumaya elverişli işlemlere sahip PID mikro bilgisayar akıllı sıcaklık denetleyicisi. Ve güç kaybından dolayı sistem durduğunda veri kaybı oluşması durumunda cihaz açıldıktan sonra kurtarmak için parametre belleğini koruma işlevi vardır.
- Hava ve sıcaklığın sabit kalmasını sağlayan dikey çift kanal kaplama ve santrifüj hava kuvveti türbini. Özel hava basınçlı ısı radyasyonu yapısı, düşük gürültülü fan sıcaklığının 50 ° C'nin altında olmasını sağlar. Türbinli santrifüj fanı, fanın daha uzun süre kullanılmasını sağlar.
- Geniş, içi boş temperli cam gözlem penceresi, ayarlanabilir hava geçirmez toka kilidi ve silikon kauçuk conta ile yüksek kaliteli ısı yalıtımı.
- CE belgeli
- 2 yıl garantili

Teknik Özellikleri:

MODEL	FDO30	FDO45	FDO60	FDO125	FDO230	FDO625
Voltaj	220V/50-60Hz					380V/50Hz
Sıcaklık Aralığı	RT +10~300°C					
Sıcaklık Değişimi	±1.0°C					
Sıcaklık Çözünürlük Oranı	0.1°C					
Ortam Sıcaklığı	5-40°C					
Isıtıcı Gücü(kw)	0.8	1	1.5	2.5	3	5
İç pervane boyutu(mm)	310*310*310	350*350*350	400*360*450	500*450*550	600*500*750	660*760*1250
Dış Ebatlar(mm)	450*490*685	490*530*730	540*540*830	640*630*930	730*660*1220	890*880*1820
Paketleme boyutu(mm)	550*570*780	630*600*820	650*640*920	750*730*1020	900*760*1365	1060*1080*1970
Raf başına yük	2 standart konfigürasyon için 15kg					
Net ağırlık(kg)	33	37	44	60	94	120
Zamanlama Aralığı	0-9999dak					

İçerik Bilgileri:

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA
001030001	FD030 Basınçlı 30 Litre kapasiteli kurutma fırını 2 raf ile birlikte
001030002	FD045 Basınçlı 45 Litre kapasiteli kurutma fırını 2 raf ile birlikte
001030003	FD060 Basınçlı 60 Litre kapasiteli kurutma fırını 2 raf ile birlikte
001030004	FD0125 Basınçlı 125 Litre kapasiteli kurutma fırını 2 raf ile birlikte
001030005	FD0230 Basınçlı 230 Litre kapasiteli kurutma fırını 2 raf ile birlikte
001030006	FDO625 Basınçlı 625 Litre kapasiteli kurutma fırını 2 raf ile birlikte