

# Thermomac

## Manyetik Karıştırıcılı Isıtıcı Manto

### HMS SERİSİ

Cihaz, okul laboratuvarında, endüstriyel ve madencilikte, gıda işleme, biyokimya, tarım, petrokimya mühendisliği ve ilaç sanayiinde sıvı maddeleri ısıtmak için yaygın olarak kullanılmaktadır.

### Özellikleri:



- Soğuk haddeleme, tabaka gerdirme ve dış püskürtme.
- Kademesiz hız ayarı, sabit sıcaklık, elektronik sıcaklık düzenleme modu, hızlı ısıtma ve emniyet özelliklerine sahiptir.
- Isıtma gücünün ve karıştırma hızının ayrı kontrol edilebilmelerine olanak sağlar.
- Geniş ısıtma alanına sahip
- Zaman orantılı ısıtma kontrol sistemi 450°C'e kadar hassas sıcaklık ayar ve kontrolüne olanak verir.
- Zaman ve masraftan tasarruf
- 900 °C sıcaklığa kadar ısıtma sağlayabilir.
- Dış kasa temizlenmesi kolay alüminyumdan üretilmiştir.
- CE belgeli
- 2 yıl garantili

## Teknik Özellikleri:

Model	Flask kapasitesi	Dış Ebatlar(mm)	Paketleme Boyutu(mm)	Voltaj(V)	Mak. Kullanılan Sıcaklık	Güç(W)	Hız(r.p.m)
HMS50	50ml	200×200×160	230×230×170	220V, 50Hz	450°C	80	0-1400
HMS100	100ml	200×200×160	230×230×170	220V, 50Hz	450°C	100	0-1400
HMS250	250ml	200×200×160	230×230×170	220V, 50Hz	450°C	150	0-1400
HMS500	500ml	200×200×160	230×230×170	220V, 50Hz	450°C	250	0-1400
HMS1000	1000ml	260×260×200	290×290×220	220V, 50Hz	450°C	350	0-1400
HMS2000	2000ml	300×300×230	330×330×250	220V, 50Hz	450°C	450	0-1400
HMS4000	4000ml	310×310×250	330×330×270	220V, 50Hz	450°C	700	0-1400
HMS6000	6000ml	350×350×270	380×380×290	220V, 50Hz	450°C	900	0-1400
HMS10000	10000ml	420×420×320	450×450×340	220V, 50Hz	450°C	1200	0-1400

## İçerik Bilgileri:

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA
001-003-001	HMS50 50 ml kapasiteli manyetik karıştırıcılı ısıtıcılı manto
001-003-002	HMS100 100 ml kapasiteli manyetik karıştırıcılı ısıtıcılı manto
001-003-003	HMS250 250 ml kapasiteli manyetik karıştırıcılı ısıtıcılı manto
001-003-004	HMS500 500 ml kapasiteli manyetik karıştırıcılı ısıtıcılı manto
001-003-005	HMS1000 1000 ml kapasiteli manyetik karıştırıcılı ısıtıcılı manto
001-003-006	HMS2000 2000 ml kapasiteli manyetik karıştırıcılı ısıtıcılı manto
001-003-007	HMS4000 4000 ml kapasiteli manyetik karıştırıcılı ısıtıcılı manto
001-003-008	HMS6000 6000 ml kapasiteli manyetik karıştırıcılı ısıtıcılı manto
001-003-009	HMS10000 10000 ml kapasiteli manyetik karıştırıcılı ısıtıcılı manto