

Thermomac

Geri Dönüşümlü Soğutucular

TRC SERİSİ

Özellikle profesyonel dizaynı ve yerden tasarruf edebilen narin küçük Rotary Evaporatör için tasarlanmıştır. Çalışma masası veya zeminde kullanılabilir.

Özellikleri:



- Döner eklem nozulu, çeşitli sistemlerle bağlantı kurmak için tam yuvarlak dönebilir.
- İkincil soğutucu ile bağlanan tüm parçalar paslanmaz çelik (SUS standardı) ve makro molekül anti-rot maddesi kullanır.
- Yüksek güvenilirlik ve uzun süre çalışabilen uluslararası ünlü markanın kompresörleri.
- Bütün küçük bir deneysel oluşturmak için Rotary Evaporator ve Vakum Pump ile birleştirin
- 2 yıl garantili

Teknik Özellikleri:

Model	TRC-400
Banyo hacmi (L)	3
Sıcaklık aralığı (°C)	-15~25
Depolanmış sıvı banyoların malzemeleri	304
Soğutma kapasitesi (W)	400
Akış (L/min)	17
Basınç (bar)	0.2
Toplam güç (W)	500
Güç kaynağı (V/Hz)	220/50
Boyutlar (mm)	430L×245W×550H
Ağırlık (kg)	26