

Thermomac


Su Banyosu

WB SERİSİ



Bu ekipman, tıbbi ünite, okul, boyama, eczacılık, petrol, elektronik ürünleri, bilimsel araştırma kurumu ve kimyasal baskı alanlarında numuneleri buharlaştırma, yoğunlaştırma, ve sabit sıcaklıkta ısıtma işlemleri için geçerlidir.

Özellikleri:



- İç hazne ve dış kaplama; korozyona ve sızıntıya karşı işlenmiş paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Dış yüzey elektrostatik toz boyalı çelikten üretilmiştir.
- PID programı ile akıllı sıcaklık kontrolü, dijital ekran, aşırı sıcaklık artışı engelleyen ve zaman ayarlama fonksiyonları
- Dijital ekran, sıcaklık ve zaman için iki ayrı LED gösterge
- Tank içindeki suyun kolayca boşaltılmasını sağlayan pratik drenaj sistemi
- Dijital termostat sayesinde sıcaklık değerleri homojen ısıya ulaşır.
- Homojen ısı dağılımı ve kararlı sıcaklık için mükemmel sıvı sıcaklığı kontrolü
- CE belgeli
- 2 yıl garantili

Teknik Özellikleri:

MODEL	WB6	WB15	WB22
Kapasite	6L	15L	22L
Sıcaklık Aralığı	RT+5~100		
Sıcaklık Değişimi	±0.5°C		
Sıcaklık Kontrol Hassaslığı	≤±1°C		
Görüntü Hatası	≤±2.5°C		
İç Ebatlar(w x d x h),mm	300 x 135 x 150	325 x 300 x 150	500 x 300 x 150
Dış Ebatlar(w x d x h),mm	318 x 168 x 210	350 x 318 x 210	524 x 322 x 210
Net Ağırlık(kg)	4.5	6	7.5
Güç	500W	1000W	1500W
Güç Kaynağı	200-240V		



İçerik Bilgileri:

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA
001015002	WB6 6.1 Litre kapasiteli su banyosu
001015003	WB15 14.6 Litre kapasiteli su banyosu
001015004	WB22 22.5 Litre kapasiteli su banyosu