

Thermomac

Santrifüj TMS Serisi TMS6 MAX

Elektrikli kapak kilidi, kompakt tasarım,
süper hız ve denge koruması.

Mikro bilgisayar kontrol sistemi ile
dijital ekranda RCF, zaman ve hız
görüntüleme

Tüm taleplere uygun 11 farklı rotor seçeneği

6000 rpm hıza kadar çalışma

Yüksek kaliteli komple çelik üretim kasa

Bakım gerektirmeyen fırçasız DC motor,
mükemmel hızlanma ve yavaşlama süresi

Kontrol panelinde kolay hız ayarı

Düşük gürültü ve titreşim seviyesi (≤ 58 dB) sayesinde
sessiz ve konforlu bir çalışma

0-99 dk hassas zaman ayarı

Teknik Özellikleri

Ürün Modeli	TMS6 Max
Maksimum Hız	6000 rpm
Maksimum RCF	4730 X g
Maksimum Kapasite	4 X 250 ml
Zaman Aralığı	0-99 dk
RPM/RCF Dönüşümü	Var
Gürültü Seviyesi	≤ 58 dB
İvmelenme/Yavaşlama Seviyeleri	10 kademeli
Hız Hassasiyeti	± 20 rpm
Voltaj / Frekans	AC 220 V / 110 V – 0/60 Hz
Boyutlar (G × D × Y)	400 X 570 X 320 mm
Net Ağırlık	35 kg
Sertifikalar	CE, ISO (Kalibrasyon raporu mevcuttur)



Rotor Seçenekleri

Kod	RO Numarası	Rotor Type	Max. RPM	Kapasite	Max. RCF(xg)
TMS624	Ro-69	Salınımlı Rotor (Yuvarlak kap)	4000	4 X 250 ml	2880
TMS630	Ro-77	Salınımlı Rotor	5000	4 X 100 ml	4730
TMS634	Ro-78	Salınımlı Rotor	4000	4 X 2 X 50 ml	3020
TMS632	Ro-78	Salınımlı Rotor	4000	4 X 6 X 10/15 ml	3020
TMS627	Ro-27	Salınımlı Rotor	4000	4 X 16 X 7 ml	2830
TMS628	Ro-27	Salınımlı Rotor	4000	4 X 16 X 5 ml	2400
TMS650	Ro-76	Mikroplaka Rotoru	4000	2 X 3 X 96-kuyucuk	2310
TMS147	Ro-14	Açılı Rotor	5000	6 X 100 ml	3130
TMS144	Ro-41	Açılı Rotor	5000	12 X 50 ml	3860
TMS143	Ro-11	Açılı Rotor	6000	6 X 50 ml	4110
TMS139	Ro-07	Açılı Rotor	6000	12 X 15/10/7/5 ml	4430



TMS630



TMS634



TMS632



TMS650



TMS624



TMS627



TMS139



TMS144



TMS147

Insert Seçenekleri

Insert Kodu	Uygun Rotor	Tüp Kapasite	Max. Tüp Çap (mm)
TMS6150	TMS624	1 X 50 ml	30mm
TMS6415	TMS624	4 X 15 ml	17mm
TMS6115	TMS624	1 X 15 ml	17mm
TMS6110	TMS624	7 X 10 ml	16mm
TMS617	TMS624	7 X 7 ml	13mm
TMS615	TMS624	7 X 5 ml	13mm
TMS907	TMS632	1 X 7 ml	13mm
TMS905	TMS139	1 X 5 ml	13mm
TMS902	TMS627	1 X 5 ml	23mm (yükseltme)



TMS902



TMS905



TMS907



TMS615



TMS617



TMS6110



TMS6115



TMS6150



TMS6415