

Thermomac

Su Sirkülasyonlu Vakum Pompası

VP180 Serisi



Gövde merkezinin malzemesi paslanmaz çelik ve özel plastiktir. Tankın malzemesi özel antisepsi plastiklerdir.

Rotary evaporatörler ve diğer buharlaşma, damıtma, kristalizasyon, kurutma, süblimasyon, filtrasyon ve dekompresyon, gazdan arındırma işlemleri sağlayan cihazlar için tasarlanmıştır.

Korozyona dayanıklı, düşük gürültü, hareket etmeye uygun ve isteğe bağlı vakum kontrol valfi eklenebilir.

Sudaki gaz ve sıvının sürtünme gürültüsünü azaltmak için özel sıvı susturucusu ile donatılmıştır. Bu sayede vakum daha yüksek ve daha kararlı olacaktır.

Su tankının malzemesi aseton, eter, kloroform ve diğer bazı kimyasallara karşı dayanıklı özel plastiklerdir.

Teknik Özellikleri

Model	VP180S	VP180T	VP180P
Makina Malzemesi	Paslanmaz Çelik	Teflon	Anti-Korozyon
Akış	20 L/dk		
Mak.Vakum Derecesi	0.098 MPa		
Musluk Sayısı	2		
Tek Dokunuş Hava Emme Miktarı	10 L/dk		
Kaldırma	8m		
Su Saklama Tankı Kapasitesi	15 Litre		
Su Tankı Malzemesi	Polipropilen (PP)		
Güç	180W		
Boyutlar/Ağırlık	400x290x440 mm / 15kg		

