

Thermomac

Vorteks Mikser

TM3 Serisi

Mükemmel karıştırma kabiliyeti ile 3 saniyede 50 ml'lik kapları karıştırma imkanı sunar.

6mm orbital çapına sahiptir.

Farklı değiştirilebilir ekleri ile çeşitli uygulamalarda kullanılabilir.

Zaman ve hızın kolay okunması için LED ekran

Geniş hız aralığı; 0-3000 rpm

Dokunmatik mod, zamanlayıcı modu ve sürekli mod mevcuttur

Mükemmel dinamik denge tasarımı, karıştırmadaki herhangi bir hareketi ortadan kaldırır.

Fırçasız DC motor ve sağlam demir / alüminyum döküm taban,



Teknik Özellikleri



Model	TM3000D	TM3000V	TM3000M
Çalışma Modu	Sürekli / Dokunma Modu	Sürekli / Dokunma Modu	Dokunma Modu
Hareket Tipi	Orbital	Orbital	Orbital
Orbital Çapı	6 mm	6 mm	5.5 mm
Hız Aralığı	0 - 3000 rpm	0 - 3000 rpm	0 - 3000 rpm
Hız Görüntüleme	Dijital - LCD	Skala	-
İzin Verilen Ortam Sıcaklığı	5 - 40 °C	5 - 40 °C	5 - 40 °C
İzin Verilen Bağıl Nem	80%	80%	80%
Koruma Sınıfı	IP21	IP21	IP42
Voltaj	220/240V	220/240V	220/240V
Güç	36 W	36 W	7.2 W
Test Tüp Boyutu	-	-	Φ 30
Boyutlar	107 x 146 x 166 mm	107 x 146 x 166 mm	100 x 78 mm
Ağırlık	3 kg	3 kg	0.55 kg

Teknik Özellikleri

TM3000-14 Evrensel Üst Plaka

TM3000V ve TM3000D aksesuarlarının kullanımı için gerekli bir başlıktır. Bu başlığa çeşitli ölçülerdeki tüplere özel tasarlanmış ek başlıklar takıldığında birden çok tüpün aynı anda karıştırılmasını sağlar. Erlenmayer formundaki ürünlere özel tasarlanmış başlık takıldığında erlen içerisindeki numunenin karıştırılması için kullanılabilirlik sağlar.



Zaman ve hızın kolay okunması için LED ekran

Geniş hız aralığı; 0-3000 rpm

Dokunmatik mod, zamanlayıcı modu ve sürekli mod mevcuttur.

Fırçasız DC motor ve sağlam demir / alüminyum döküm taban,

Mükemmel dinamik denge tasarımı, karıştırmadaki herhangi bir hareketi ortadan kaldırır.

AKSESUARLAR



Aksesuarlar (TM3000V)

Part No.

TM3000-31

TM3000-32

TM3000-33

TM3000-34

TM3000-35

TM3000-36

TM3000-14

TM3000-37

TM3000-13

Açıklama

Test Tüp Eki, 54 x ϕ 6mm, TM3000-14 ile birlikte kullanılır.Test Tüp Eki, 18 x ϕ 10mm TM3000-14 ile birlikte kullanılır.Test Tüp Eki, 12 x ϕ 12mm, TM3000-14 ile birlikte kullanılır.Test Tüp Eki, 8 x ϕ 16mm, TM3000-14 ile birlikte kullanılır.Test Tüp Eki, 8 x ϕ 20mm, TM3000-14 ile birlikte kullanılır.

Microtitre plaka Eki, TM3000-14 ile birlikte kullanılır.

Evrensel Üst plaka

Erlenmeyer flask eki 100-250ml, TM3000-14 ile birlikte kullanılır.

Standart üst