



24 Saat Kesintisiz Çalışma

30 L/min Akış - 160 W Güç

CE belgeli ve 2 yıl garantili

%100 Yağsız Çalışır

Mükemmel Nihai Vakum
Yüksek Kimyasal direnç

Kanıtlanmış uzun diyafram ömrü,
bakım gerektirmeyen kullanıcı dostu tasarım

Yağsız tahliye ve agresif olmayan gazların pompalanması için idealdir

Ürün Kodu	VP160
Tahliye Hızı (L/Dk)	30
Nihai basınç Vakum	200mbar
Maksimum basınç	30 Psi
Motor Gücü	160W
Voltaj	220V
Çalışma ortamı sıcaklığı	7- 40C
Fonksiyon	Vakum Basıncı
Boyut	210x160x135
Valfler	NBR
Diyafram	NBR