



Yeni dikey tip, soğuk haddeleme ve çelik elektrostatik dış püskürtme

Geniş, içi boş temperli cam gözlem penceresi, ayarlanabilir hava geçirmez toka kilidi ve silikon kauçuk conta ile yüksek kaliteli ısı yalıtımı

Sıcaklık ayarlanan değere ulaştığında, tozun veya diğer küçük numunelerin iç hazneyi hareket ettirmesini önlemek için fanı kapatabilme özelliği

Güç kaybından dolayı sistem durduğunda veri kaybı oluşması durumunda cihaz açıldıktan sonra kurtarmak için parametre belleğini koruma işlevi vardır.

Alt hava fanı ve ısıtıcıyı iyi koordine eden ve dikey çift hava geçişli dolaşımı benimseyerek yüksek sıcaklık hassasiyeti sağlayan yeni tasarımı keşfedin.

Özel hava basınçlı ısı radyasyonu yapısı, düşük gürültülü fan sıcaklığının 50 °C'nin altında olmasını sağlar. Türbinli santrifüj fanı, fanın daha uzun süre kullanılmasını sağlar.

Paslanmaz çelik iç hazne ve köşelerdeki yarı dairesel yaylar temizlik için kolaylık sağlar. Raflar arasındaki boşluk ayarlanabilir. İki taraflı ısıtma hava geçişi ve alttaki ısıtma kapağı hızlı bir şekilde monte edilebilir ve sökülebilir.

Hava ve sıcaklığın sabit kalmasını sağlayan dikey çift kanal kaplama ve santrifüj hava kuvveti türbini

Sabit sıcaklık çalışması, yüksek sıcaklık alarmı, otomatik durma, ikili ekran, hassas sıcaklık kontrolü, çalışma zamanlaması (0-9999 dakika) ve okumaya elverişli işlevlere sahip PID mikro bilgisayar akıllı sıcaklık denetleyicisi.

Teknik Özellikleri

Model	SDO30	SDO45	SDO65	SDO125	SDO230
Kapasite	30 Litre	45 Litre	65 Litre	125 Litre	230 Litre
Voltaaj	220V/50-60Hz				
Sıcaklık Aralığı	RT +10~300°C				
Sıcaklık Değişimi	±1.0°C				
Sıcaklık Çözünürlük Oranı	0.1°C				
Ortam Sıcaklığı	5-40°C				
Isıtıcı Gücü(kw)	0.8	1	1.5	2.5	3
İç pervane boyutu (ExBxY)	310x310x310	350x350x350	400x360x450	500x450x550	600x500x750
Dış Boyutlar(ExBxY)	450x490x685	490x530x730	540x540x830	640x630x930	730x660x1220
Paketleme Boyutlar (ExBxY)	550x570x780	630x600x820	650x640x920	750x730x1020	900x760x1365
Raf başına yük	2 standart konfigürasyon için 15kg				
Net ağırlık(kg)	33	34	44	60	94
Zamanlama Aralığı	0-9999dak				

