

Thermomac

Mantolu Isıtıcı

HM Serisi



50 ml ile 10.000 ml hacim aralığındaki yuvarlak tabanlı şişelerde sıvı ısıtmak ve kaynatmak amaçlı tasarlanmıştır.

Korozyon önleyici, dayanıklı, darbelerle karşı dirençli ve güvenlik özellikleriyle donatılmıştır.

Hızlı ısıtma, sıcaklık homojenliği ve yüksek hassasiyetle sıcaklık kontrolü avantajı sunar.

Isıtma gücü birkaç adımda ayarlanabilir, maksimum 380°C dereceye kadar sıcaklık ayarlanabilir.

Dış kasa temizlenmesi kolay alüminyum silikatan kaplanmıştır.

Dijital ekranından sıcaklık ayarını kolayca takip edebilirsiniz.

Çalışma sırasında kaymayı önleyen lastik ayaklar ile donatılmıştır.

Teknik Özellikleri

Model	HM500D	HM001D	HM002D
Kapasite	500 ml	1000 ml	2000 ml
Çalışma Modu	Sürekli		
Max. Yüzey Sıcaklığı	450 °C		
Sıcaklık Kontrol Modu	PID Mikroişlemci		
Sıcaklık Kontrol Aralığı	RT+20~250		
Isıtıcı Element	Nikrom Tell		
Yüzey Materyali	Yüksek Kaliteli Alüminyum Silikat		
Isıtma Gücü (kW)	0.25	0.35	0.45
Dış Boyutlar (ExBxY)	220x220x165	270x270x220	330x330x230
Ambalaj Boyutları (ExBxY)	230x230x195	290x290x300	340x340x350
Voltaj	200~240V 50/60Hz		



Model	HM250	HM500	HM001	HM002
Kapasite	250 ml	500 ml	1000ml	2000ml
Çalışma Modu	Sürekli			
Max. Yüzey Sıcaklığı	450 °C			
Sıcaklık Kontrol Modu	-			
Sıcaklık Kontrol Aralığı	-			
Isıtıcı Element	Nikrom Tell			
Yüzey Materyali	Yüksek Kaliteli Alüminyum Silikat			
Isıtma Gücü (kW)	0.15	0.25	0.35	0.45
Dış Boyutlar (ExBxY)	200x200x160	200x200x160	260x260x200	300x300x230
Ambalaj Boyutları (ExBxY)	230x230x170	230x230x170	290x290x220	330x330x250
Voltaj	200~240V 50/60Hz			

