

Thermomac

Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı

TM Serisi


Karıştırıcı gövdesine monte edilebilen sıcaklık sensörü ve taşıma standı ile birlikte sunulur

Alüminyum alaşımı dış gövde; tüm mekanik ve elektronik parçalara ve dış etkenlere karşı maksimum güvenlik sağlayarak uzun süre kullanım garantisi verir.

Geniş LCD panelde eş zamanlı olarak ayarlanabilen ve ulaşılabilen sıcaklık ve hız değerleri.

Seramik ısıtıcı plaka özellikle asitler ve değişik kimyasallara karşı mükemmel dayanıklılık sağlar. Kolay temizlenir, darbelerle dayanıklıdır, mükemmel ve homojen ısı iletimine sahiptir.

200 ile 2000 rpm arasında elektronik olarak kontrol edilebilen hız, kararlı ve etkin karıştırma olanağı sağlar. PID sıcaklık teknolojisi oda sıcaklığından 350°C'e kadar mükemmel sıcaklık kontrolü olanağı sunar



Teknik Özellikleri

Model	TM19-D	TM19
Maksimum sıcaklık	350 °C	380 °C
Hız Aralığı	200-2000 RPM	200-2000 RPM
Tabla Ölçüsü	190 x 190	190 x 190
Isıtıcı Tabla	Seramik	Seramik
Maks. Karıştırma Kapasitesi	5000 ml	5000 ml
Güç	600 W	600 W
Destek standıyla birlikte yükseklik	390mm	390mm
Voltaj	220/240 V, 50/60 Hz	220/240 V, 50/60 Hz
Dijital Ekran - Sıcaklık Kontrol Modu	LCD - PID Mikroişlemci	-
Sıcaklık Probu Uzunluğu	28cm	-
Boyutlar (ExBxY)	315x190x120	315x190x120
Ağırlık	5.250 kg	5.250 kg

