

Thermomac

Isıtıcıli Manyetik Karıştırıcı


TM Serisi




Teknik Özellikleri

Model	TM14D
Maksimum Sıcaklık	320°C
Sıcaklık Ayar Aralığı	5°C- 320°C
Maksimum Karıştırma Kapasitesi	10 Litre
Hız Ayar Aralığı	200-2200 rpm
Hız Kontrolü	10 rpm / Kademeli
Zaman Aralığı	1-999 dk / Sonsuz
Plaka Malzemesi	Seramik Kaplamalı Paslanmaz Çelik
Plaka Boyutu	140 mm
Cihaz Boyutu	248 x 156 x 115 mm
Güç Çıkışı	600 W
Güç Kaynağı	110VAC, 60Hz / 230VAC, 50Hz


Aksesuarlar



4x20mm Blok



4x30mm Blok



7x16mm Blok



10x8mm Blok



12x4mm Blok



500ml D.Y. Balon Blok



Taşıyıcı Üst Plaka