

# Thermomac

## Isıtıcıli Manyetik Karıştırıcı

### TM Serisi

Sabit sıcaklık, hızlı ısıtma ve emniyet özellikleri ile alev durumunda ısıtma plakasını kapatma özelliği

Karıştırma ve ısıtma derecesini kontrol etme ve ayarlama imkanı

Basit bir kontrol paneline sahip olan TM12 Karıştırıcının kullanımı çok kolaydır.

Isıtma ve karıştırmayı eş zamanlı ve güvenli bir şekilde yapmanıza imkan sağlar

Isıtma gücü ve karıştırma hızı kademesi birkaç adımda ayarlanabilir, maksimum 380°C dereceye kadar sıcaklık, maksimum 2000 rpm'e kadar hıza ulaşabilir.



## Teknik Özellikleri

| Model                       | TM12              | TM45              |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| Maksimum Sıcaklık           | 380 °C            | 320 °C            |
| Hız Aralığı                 | 100-2000 RPM      | -                 |
| Isıtıcı tabla boyutları     | 120x120           | 350x450           |
| Karıştırma Hacmi            | 2000 ml'e kadar   | -                 |
| Güç                         | 180W              | 1800W             |
| Destek ayağı ile yüksekliği | 390 mm            | -                 |
| Voltaj                      | 220/240V 50/60 Hz | 220/240V 50/60 Hz |
| Boyutlar (ExBxY)            | 200x120x90        | 400x500x220       |
| Ağırlık                     | 1.9 Kg            | 30 Kg             |

