

Thermomac

Isıtıcıli Manyetik Karıştırıcı

TM Serisi



Teknik Özellikleri

Model	TM18D
Maksimum Sıcaklık	550°C
Sıcaklık Ayar Aralığı	5°C-550°C
Maksimum Karıştırma Kapasitesi	20 Litre
Hız Ayar Aralığı	200-2200 rpm
Hız Kontrolü	10 rpm / Kademeli
Zaman Aralığı	0-999 dk / Sonsuz
Plaka Malzemesi	Nano Kristal Tam Seramik
Plaka Boyutu	180x180 mm
Cihaz Boyutu	313 x 205 x 110 mm
Güç Çıkışı	1000 W
Güç Kaynağı	220-240V, 50Hz

