


Thermomac

Su Banyosu

WB Serisi



Teknik Özellikleri

MODEL	WB6	WB15	WB22
Kapasite	6.1 L	14.6 L	22.5 L
Sıcaklık Aralığı	RT +5 ~ 100 °C		
Sıcaklık Değişimi	±0.5 °C		
Sıcaklık Kontrol Hassaslığı	≤ ±1 °C		
Görüntü Hatası	≤ ±2.5 °C		
İç Boyutlar (ExBxY)	300x135x150	325x300x150	500x300x150
Dış Boyutlar (ExBxY)	318x168x210	350x318x210	524x322x210
Net Ağırlık(kg)	4.5	6	7.5
Güç	500W	1000W	1500W
Güç Kaynağı	220/240V		

