

Thermomac

DİJİTAL ULTRASONİK TEMİZLEYİCİ TSC SERİSİ

İç hazne, sepet, üst kapak ve gövde paslanmaz çelikten yapılmıştır.



DEGAS ile ultrasonik güçte artış sağlayıp inatçı ve zorlu kirlerin uzaklaştırılmasını hızlandırır.

Geniş kontrol ünitesi ile eş zamanlı olarak ayarlanabilen sıcaklık ve zaman değerleri

Zamanlayıcı ile doğru temizleme süresinde otomatik kapanma özelliği

SEMIWAVE ile çalışma gücünü düşürüp hassas eşyalarınızı koruyun.

Ultrasonik modu aktif etmediğiniz sürece cihazınızı su banyosu olarak kullanmanız mümkün.

Teknik Özellikleri

Kapasite	2 Litre	4,5 Litre	10 Litre	15 Litre	22 Litre	30 Litre
Ultrasonik Güç	60W	180W	240W	360W	480W	600W
Isıtma Gücü	100W	200W	300W	400W	500W	600W
Termostat	20 °C -80 °C	20 °C -80 °C	20 °C -80 °C	20 °C -80 °C	20 °C -80 °C	20 °C -80 °C
Dış Boyutlar (mm)	175*160*210	325*180*225	325*265*280	360*325*285	530*325*285	530*325*325
Tank boyutları(mm)	150*135*100	300*150*100	300*240*150	330*300*150	500*300*150	500*300*200
Çalışma Frekansı	40 Khz	40 Khz	40 Khz	40 Khz	40 Khz	40 Khz
İç Hazne	Paslanmaz Çelik	Paslanmaz Çelik	Paslanmaz Çelik	Paslanmaz Çelik	Paslanmaz Çelik	Paslanmaz Çelik
Zamanlayıcı	0-30dk	0-30dk	0-30dk	0-30dk	0-30dk	0-30dk
Musluk	Yok	Yok	Var	Var	Var	Var
Brüt Ağırlık	2,9 Kg	5,5 Kg	8,4 Kg	10,1 Kg	13,5 Kg	15,41
Paket Ölçüsü	260*260*290	410*255*310	435*360*350	460*410*340	635*405*340	635*405*390

