

Thermomac

Manyetik Karıştırıcılı Mantolu Isıtıcı HMS SERİSİ

50 ml ile 10.000 ml hacim aralığındaki yuvarlak tabanlı şişelerde sıvı ısıtmak, karıştırmak ve kaynatmak amaçlı tasarlanmıştır.

Hızlı ısıtma, sıcaklık homojenliği ve yüksek hassaslıkta sıcaklık kontrolü avantajı sunar.

Dış kasa temizlenmesi kolay alüminyum silikattan ile kaplanmıştır.

Entegre manyetik karıştırıcı yardımı ile 1.600 rpm hıza kadar karıştırma yapabilir.

Çalışma sırasında kaymayı önleyen lastik ayaklar ile donatılmıştır.

Korozyon önleyici, dayanıklı, darbelere karşı dirençli ve güvenlik özellikleriyle donatılmıştır.

Isıtma gücünün ve karıştırma hızının ayrı kontrol edilebilirliklerine olanak sağlar.

Dijital ekranından sıcaklık ve hız ayarını kolayca takip edebilirsiniz.

PID sıcaklık teknolojisi ile oda sıcaklığından 300°C'e kadar mükemmel sıcaklık kontrolü olanağı sunar.

Teknik Özellikleri

Model	HMS250D	HMS500D	HMS001D	HMS002D
Kapasite	250ml	500ml	1000ml	2000ml
Çalışma Modu	Sürekli			
Max. Yüzey Sıcaklığı	450 °C			
Sıcaklık Kontrol Modu	PID Mikroişlemci			
Sıcaklık Kontrol Aralığı	RT+20~250°C			
Hız Aralığı	0~1600RPM			
Isıtıcı Element	Nikrom Tell			
Yüzey Materyali	Yüksek Kaliteli Alüminyum Silikat			
Motor Gücü	0.01kW			
Isıtma Gücü (kW)	0.15	0.25	0.35	0.45
Dış Boyutlar (ExBxY)	220x220x165	220x220x165	280x280x220	330x330x230
Ambalaj Boyutları (ExBxY)	230x230x195	230x230x195	290x290x300	340x340x350
Voltaj	200~240V 50/60Hz			



Model	HMS250	HMS500	HMS001	HMS002
Kapasite	250ml	500ml	1000ml	2000ml
Çalışma Modu	Sürekli			
Maks Yüzey Sıcaklık	450 °C			
Sıcaklık Kontrol Modu	-			
Sıcaklık Kontrol Aralığı	-			
Hız Aralığı	0~1600RPM			
Isıtıcı Element	Nikrom Tell			
Yüzey Materyali	Yüksek Kaliteli Alüminyum Silikat			
Isıtma Gücü (kW)	0.15	0.25	0.35	0.45
Dış Boyutlar (ExBxY)	200x200x160	200x200x160	260x260x200	260x260x200
Ambalaj Boyutları (ExBxY)	230x230x170	230x230x170	290x290x220	290x290x220
Voltaj	200~240V 50/60Hz			

